



醫事檢驗科公告

2017/03/29

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：異動病毒培養採檢拭子及病毒專用運送培養基








執行日期：2017/04/17

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

一、說明：

為提升檢驗品質，異動病毒培養採檢棒及病毒專用運送培養基

異動前	異動後				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>採檢拭子 (資材代碼： 06009)</td> <td></td> <td>運送培養基 (資材代碼： 06010)</td> </tr> </table>		採檢拭子 (資材代碼： 06009)		運送培養基 (資材代碼： 06010)
	採檢拭子 (資材代碼： 06009)		運送培養基 (資材代碼： 06010)		

二、異動的檢驗代碼、項目名稱、採檢容器，如下表

代碼	項目名稱	採檢容器
66961	Throat swab - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 咽喉拭子-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基
66963	Sputum - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 痰-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基/無菌塑膠容器

66964	Rectal swab - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 直腸拭子-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基
66970	Conjunctival swab - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 結膜拭子-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基
66971	Genital swab - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 生殖道拭子-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基
66972	Vesicular fluid - Virus Culture (HSV,ADV,RSV,CMV,Entero,Influenza,Parainfluenza) 水疱液-病毒培養	使用專用採檢拭子，置入病毒專用運送培養基

三、 上述項目之採檢方式、送檢流程、收件時間、報告時間，均依照現行作業方式處理

公告製訂：醫事檢驗科病毒血清組組長 高佳穎〈淡水院區分機 2474〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital