



檢驗科公告

2016/04/21

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增檢驗項目套組 Y608：微飛血中總濃度監測如下表

套組編號	檢驗代碼	檢驗項目
Y608	66093	微飛血中總濃度
	66107	ALBUMIN 白蛋白
	66111	TOTAL BILIRUBIN 總膽紅素

執行日期：2016/4/25

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1 檢驗方法:串聯式質譜儀定量分析。

2 檢體種類:

2.1 檢驗代碼:66093

以深綠頭 Sodium heparin 管採血，抽一管至少 3 ml 以上。

2.2 檢驗代碼:66107 及 66111

按現行生化採集模式。

2.3 檢驗代碼 66093 及 66107 與 66111 需同時段採集。

3 送檢流程:

採集檢體後立即送至檢驗科。

4 收件時間: 週一 ~ 週五。(遇例假日順延)

5 操作時間: 每週一上午。

6 報告時間: 執行檢驗後 5 個工作日發報告，遇假日順延。

7 收費:自費 2000 元。

8 說明:

8.1 此樣品分析檢測報告精確度已經由實驗室確認，其臨床之應用應配合醫師診斷。

8.2 本檢驗方法用以輔助臨床使用徽飛藥品，檢測結果需配合病患臨床病徵及生化檢驗數據作綜合評估，不得作為病患治療或處置的唯一依據。

8.3 濃度結果參考區間為:

Voriconazole 濃度結果顯示	判讀參考
<1.0µg/mL	沒有治療效果
>1 – 1.9µg/mL	治療部分有效
4.0µg/mL	加做肝功能測試(GOT/GPT)
>5.5µg/mL	醫師應視臨床表徵決定用藥劑量

公告製訂：檢驗科特殊生化組組長 黃嵩發 〈淡水院區分機：2511〉