



檢驗科公告

2016/12/30

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增檢驗項目 66100(波賽特血中濃度)

執行日期：2017/01/03

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1 檢驗方法：串聯式質譜儀定量分析

2 檢體種類：

檢驗代碼：66100

以深綠頭 Sodium heparin 管或淺綠管(Lithium heparin)採血，
抽一管至少 3 ml 以上。

3 送檢流程：採集檢體後立即送至檢驗科。

4 收件時間：週一 ~ 週五(遇例假日順延)

5 操作時間：每週四上午

6 報告時間：執行檢驗後 7 個工作日發報告，遇假日順延

7 收費：自費 960 元。

8 說明：

8.1 此樣品分析檢測報告精確度已經由實驗室確認，其臨床之應用應配合醫師診斷。

8.2 本檢驗方法用以輔助臨床使用波賽特藥品，檢測結果需配合病患臨床病徵及生化檢驗數據作綜合評估，不得作為病患治療或處置的唯一依據。

8.3 波賽特血中濃度結果參考區間為：

Posaconazole 濃度結果顯示	判讀參考
<0.7µg/mL	低於有效參考劑量
≥0.7µg/mL	高於或等於有效參考劑量

公告製訂：檢驗科特殊生化組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉