



醫事檢驗科公告

2020/02/22

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：疾病管制署指定檢驗機構之病毒核酸檢測注意事項

執行日期：2020/02/24

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

相關說明：

1. 指定檢驗機構責任區含台北、淡水、兒童醫院與新北市醫療院所屬同一責任區。
2. 因應通報定義異動及承接指定檢驗機構，2/24 起取消檢驗套組 Y657 疑似新型冠狀病毒肺炎篩檢(需符合 TOCC)，恢復為 66440 及 655069 各自獨立檢驗碼，如下表說明。

檢驗代碼	檢驗名稱
66440	(高價)(PCR)Influenza A & B PCR Rapid Test 流行性感 冒病毒分子生物法快速偵測
655069	2019 新型冠狀病毒(n-CoV)病毒核酸檢測

3. 檢驗作業流程：

已通報(黃色)→CDC 容器(B 包)→北淡感管中心收案→CDC 條碼→
淡水檢驗科

非通報(藍色)→醫令勾選 655069→檢驗科容器→院內傳送→北/淡水
檢驗科

以上請參閱附件說明

注意事項：

1. 已通報個案(黃色)請勿再勾選 655069 檢驗醫令。
2. 已通報個案如為陽性結果，經疾病管制署確認才可上傳至疾病管制署。

[第二代實驗室資訊管理系統]，陽性個案經由感染管制通知臨床。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉
醫事檢驗科貴重儀器組醫檢師 邱玉英〈淡水院區分機：2512〉
台北感染管制中心 醫檢師 張富傑〈公務手機：5513585〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital

附件：檢驗作業流程

	非通報個案	通報個案	
送檢區域	院內： 台北/淡水/兒童醫院	院內： 台北/淡水/兒童醫院	院外： (新北市醫療機構)
採檢條件	1.非通報個案 2.院內特殊需求	符合國家中央指揮中心疫情通報定義	
檢驗碼 /通報碼	655069	SICV2 / SICoV / 19CoV	
檢驗名稱 /通報名稱	2019 新型 冠狀病毒(n-CoV)核酸檢測	疾管署:疑似新冠病毒感染送驗入口	
檢體種類 /容器	throat swab: 2019 n-CoV專用採檢容器	throat swab: CDC專用採檢容器 (B包,病毒咽喉拭子)	CDC專用採檢容器
	sputum: 無菌密封容器(抽吸小管)	sputum: 無菌密封容器(抽吸小管)	CDC專用採檢容器
	serum: 不受理檢驗	serum: 不受理檢驗	serum: 不受理檢驗
包裝	2-8°C 雙層夾鏈袋	2-8°C 雙層夾鏈袋	依疾病管制署規定辦理
運送	依院內傳送	依現況處理 經北淡感染管制中心	經衛生局合約快遞公司
收件地點	台北/兒醫:台北醫事檢驗科 淡水:淡水醫事檢驗科	淡水醫事檢驗科(恩典樓)	淡水醫事檢驗科(恩典樓)
收件時間	24小時	24小時	依轄區衛生局規定
檢驗方法	Real-time RT-PCR 參照台灣疾病管制署操作流程	同左	
操作時間	每日操作 (上午08:00前收到之檢體)	同左	
報告時間	操作日當天	陰性:操作日當天 陽性:需經疾病管制署確認	
報告上傳	平台:院內HIS系統 陽性:危急值簡訊通報 (開單及主治醫師/感染管制中心)	平台:疾病管制署[第二代實驗室資訊管理系統] 陽性:經疾病管制署確認上傳 陰性:簽收後24hrs上傳	
收費標準	健保碼 12183C 健保給付 1200點	疾病管制署依通報個案上傳件數給付	