



醫事檢驗科公告

2025/03/31

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：淡水醫事檢驗科異動 66104 糖化血色素(HbA1c)檢驗儀器及試劑

執行日期：2025/04/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：

1.異動原因：因應儀器租賃合約到齊，變更操作儀器及試劑。

執行方式：

1. 新舊儀器差異如下表：

	異動前	異動後
儀器	Sebia Capillarys 3 TERA	BioRad D-100
試劑	SEBIA CAPI 3 HbA1C	D-100 HbA1C 試劑組
檢驗原理	Capillary method	HPLC method
線性範圍	4.0~16.5%	3.5% - 20.0%
報告格式	1. <4.0% 2. 4.0-16.5% 3. >16.5%	1. <3.5% 2. 3.5-20% 3. >20%
報告時間	操作日當天發報告	收件後3天
參考值	4~6%	4~6%
加驗時效	24小時	2天
校正程序	Calibrator is traceable to the IFCC reference system and DCCT.	Calibrator is traceable to reference method of both the NGSP and IFCC
操作單位	淡水院區分生檢驗組	淡水院區生化血液組

2.上述項目之採檢方式、送檢流程及參考值等程序，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科生化血液組 組長 陳雅芳〈淡水院區分機：2469〉

