



■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

醫事檢驗科公告

2026/08/28

公告項目：醫事檢驗科變更 66256 血色素電泳等五項檢驗之儀器、試劑、報告格式及參考值

執行日期：2026/09/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：

1. 因原檢驗儀器部分零組件及試劑停產，自執行日起變更檢驗儀器及試劑，並調整 66145 蛋白電泳分析之報告格式與參考值。
2. 配合 66145 蛋白電泳分析之報告格式由濃度調整為百分比，原 Y020 蛋白電泳分析〔66145 蛋白電泳分析及 661061 A/G (Total Protein+Albumin)〕之醫令套組將停止使用，請改開立 66145 蛋白電泳分析。

執行方式：

1. 自執行日起，共計五項檢驗項目變更儀器及試劑，變更前後差異如下：

		變更前	變更後
儀器		Sebia Capillarys2 Flex piercing	Sebia Capillarys3 TERA
檢驗原理		毛細管電泳法	
試劑	66145/ 蛋白 電泳分析	CAPILLARYS PROTEIN 6	CAPI3 PROTEIN 6
	66186/ 尿液蛋白 電泳分析		
	66256/ 血色素電泳	CAPILLARYS HEMOGLOBIN	CAPI3 HEMOGLOBIN
	66605/ 免疫 固定電泳	CAPILLARYS IMMUNOTYPING	CAPI3 IMMUNOTYPING
	66670/ 尿液免疫 固定電泳		

2. 變更 66145 蛋白電泳分析之報告格式與參考值，其餘四項維持不變，變更前後差異如下：

醫令代碼	名稱	變更前		變更後	
		報告格式	參考值	報告格式	參考值
66145	蛋白電泳分析	濃度	Albumin: 4.00-4.80 g/dL Alpha 1: 0.20-0.40 g/dL Alpha 2: 0.50-0.90 g/dL Beta 1: 0.30-0.50 g/dL Beta 2: 0.20-0.50 g/dL Gamma: 0.80-1.40 g/dL	百分比	Albumin: 55.8-66.1% Alpha 1: 2.9-4.9% Alpha 2: 7.1-11.8% Beta 1: 4.7-7.2% Beta 2: 3.2-6.5% Gamma: 11.1-18.8%

注意事項：

1. 上述項目之採檢方式、送檢流程及報告時間，均依照現行作業方式處理。
2. 其它相關資訊敬請參閱醫事檢驗科網站。

公告製訂：醫事檢驗科分生檢驗組組長 陳文發〈淡水院區分機：2511〉

