


## 細胞學檢查收集容器圖示 (敬請張貼)



15ml尖底離心管

痰盒

50ml 尖底離心管

1、請各單位幫忙配合將細胞檢體及依細胞檢體量裝置在正確的容器內，以節約醫院成本。

2、注意事項:

a.請將蓋子栓緊,避免檢體流失。

b.寄送檢體時請將檢體與檢驗單分開(感染性夾鏈袋)。

c.檢查尿液或痰液時，病人若需連續檢查3天，請檢體每天送檢一次，不可以3天的檢體集中於一天送檢。

3、若有任何疑問請電話：台北病理科細胞室分機：2248、3048 詢問，謝謝！

病理科細胞室敬啟

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-047-1-P 病理科細胞學檢查收集容器圖示	一般	2023.01.03	02	1 / 1