



檢驗科公告

2015/03/18

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：修訂 Prealbumin、RA、HsCRP、IgE、Anti-ccp、
Homocysteine、M. pneumoniae IgG & IgM、Helicobacter
pylori IgG 項目之參考值

執行日期：2015/03/25

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1 下列檢驗項目因檢驗試劑及方法改變，其參考值異動如下。其中 RA
及 HsCRP 項目建議以新方法的第一次結果為判讀依據。

2 參考值修訂如下：

檢驗項目(代碼)	原參考值	修訂後參考值
Prealbumin (66347)	18-38 mg/dL	18~39 mg/dL
RA (66303)	<20 IU/mL	<14 IU/mL
HsCRP (66348)	<0.300 mg/dL	心臟風險評估建議： 低：< 0.100 mg/dL 平均值：0.100~0.300mg/dL 高：> 0.300 mg/dL
IgE (6604)	10~180 IU/mL	1.31-165.30 IU/mL
Anti-ccp (66630)	Negative : < 7 EliA U/mL Equivocal : 7~10 EliA U/mL Positive : >10 EliA U/mL	Negative : <5.0 U/mL Positive : ≥ 5.0 U/mL
Homocysteine (66611)	5.0~12.0 μmol/L	男性：5.46~16.20 μmol/L。 女性：4.44~13.56 μmol/L。
M. pneumoniae IgG (66324)	Negative : <10.0 BU/mL Equivocal : 10-20 BU/mL Positive : >20.0 BU/mL	Negative : <10.0 AU/mL Positive : ≥ 10.0 AU/mL
M. pneumoniae IgM (66398)	Negative : <10.0 BU/mL Equivocal : 10-20 BU/mL Positive : >20.0 BU/mL	Negative : <10.0 AU/mL Positive : ≥ 10.0 AU/mL
Helicobacter pylori IgG (66345)	Negative:<0.900 U/mL Equivocal:0.900~1.099 U/mL Positive: ≥ 1.100 U/mL	Negative: <0.75 Equivocal: 0.75~<1.00 Positive: ≥ 1.00

3 檢驗方法：

方法	Immunoturbidimetric	Chemiluminescent immunoassay (CLIA)	ELFA
項目	Prealbumin	IgE	Helicobacter pylori IgG
	RA	Anti-ccp	
	HsCRP	Homocysteine	
		M. pneumoniae IgG	
		M. pneumoniae IgM	

4 檢體：每項全血 2 mL

5 容器：SST 試管

6 運送條件：

6.1 Homocysteine 需立即以冰浴方式送檢體至檢驗科做前處理。

6.2 其餘項目以室溫方式運送，檢體送至檢驗科後，保存於 2-8℃。

7 送檢流程、收件時間、操作時間、報告時間、收費方式不變。

公告製訂：檢驗科生化免疫組組長 張心馨〈台北院區分機：3021〉