



檢驗科公告

2015/08/28

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：變更血色素電泳項目參考值

執行日期：2015/09/07

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1 執行原因：為提升醫療品質，血色素電泳(Hb electrophoresis)檢驗機臺由原 Helena SPIFE combo 變更為 Sebia Capillary 2，方法學原為 agarose 膠片電泳法變更為毛細管電泳法。

2 參考值變更如下：

檢驗代碼	項目名稱	原參考值	變更後參考值
66256	Hb A	95.0~98.0%	96.8~97.8%
	Hb F	0~2%	<0.5%
	Hb A2	0~3.5%	2.2~3.2%

3 注意事項：Hb electrophoresis 檢驗項目之採檢方式、送檢流程、報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：檢驗科血液組組長 曾怡菁〈台北院區分機：3023、3017〉