



檢驗科公告

2016/03/16

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增檢驗項目黏多醣症檢查共 6 項如下表

項次	疾病名稱	檢驗項目	馬偕檢驗代碼
1	黏多醣症	黏多醣第一型基因檢測	65001
2		黏多醣第二型基因檢測	65002
3		黏多醣第三型(IIIB)基因檢測	65003
4		黏多醣第四型(IVA)基因檢測	65004
5		黏多醣第四型(IVB)基因檢測	65005
6		黏多醣第六型基因檢測	65006

執行日期：2016/03/16

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：自公告當日起，黏多醣症檢查(代碼 65001 至 65006)共 6 項
開始送檢

注意事項：上述項目之採檢方式、送檢流程、報告時間，均依照現行作業方式處理。

- 1 檢驗方法：各型黏多醣基因 PCR 及定序分析
- 2 檢體種類：以紫頭 EDTA 管採血，抽滿一管 4 ml。
- 3 送檢流程：採集檢體後，以冰浴或 2~8℃ 傳送至淡水檢驗科特殊生化組，勿離心。
- 4 收件時間：週一 ~ 週五(遇例假日順延)
- 5 操作時間：週一 ~ 週五(遇例假日順延，執行檢驗當日操作 12 點前傳送至淡水院區醫事檢驗科之檢體)

6 報告時間：已知突變點，執行檢驗後 1 個月後發報告；未知突變點，執行檢驗後 1.5 個月後發報告

7 收費：皆自費，價格如下。

項次	檢驗項目	馬偕檢驗代碼	自費價(元)
1	黏多醣第一型基因檢測	65001	10500
2	黏多醣第二型基因檢測	65002	7900
3	黏多醣第三型(IIIB)基因檢測	65003	7900
4	黏多醣第四型(IVA)基因檢測	65004	11500
5	黏多醣第四型(IVB)基因檢測	65005	11500
6	黏多醣第六型基因檢測	65006	7900

說明：

- 1 取全血 4 ml 抽取 DNA 做 PCR 與定序分析，本檢驗方法 DNA 所需最低量為 800ng。
- 2 本檢驗方法用以輔助臨床診斷黏多醣症，檢測結果需配合病患臨床病徵及生化檢驗數據作綜合評估，不得作為病患治療或處置的唯一依據，亦不得用來監控病患的治療。
- 3 基因定序的方法僅能檢測基因單點或小片段缺失，無法排除基因大片段缺失、插入或倒轉所產生的突變，亦無法偵測其他特殊突變方式。

公告製訂：檢驗科特殊生化組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉