



檢驗科公告 2016/08/10

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：檢驗科糞便潛血反應檢查(免疫定量法：66521.66523) 更換
新儀器 KYOWA HM-JACKarc，變更陽性切點值

執行日期：2016/10/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

臨床需求：糞便潛血定量免疫法更換新儀器 KYOWA HM-JACKarc，
新型採便容器及新一代高靈敏度乳膠溶液

執行方式：

- 1 檢體送檢流程、報告時間等，均依照目前流程處理。
- 2 檢驗方法不變，為乳膠凝集法（比濁法）。
- 3 檢驗儀器變更為KYOWA HM-JACKarc
 - 3.1 線性範圍：7.0~400.0 ng/mL
 - 3.2 陽性切點值 < 30 ng/mL
 - 3.3 參考值如下

檢驗代碼	項目名稱	參考值
66523	糞便潛血反應檢查 (免疫定量法)	陰性 (<30 ng/mL)
66521	糞便潛血反應檢查 (免疫定量法) (限國健局專用)	< 30 ng/mL

公告製訂：檢驗科門急診鏡檢組組長 黃玉鳳〈台北院區分機：2290〉

檢驗科門急診鏡檢組組長 吳美華〈淡水院區分機：2462〉