



醫事檢驗科公告

2020/02/10

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增 Y657 疑似新型冠狀病毒肺炎篩檢(需符合 TOCC)檢測套組

執行日期：2020/02/11

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

相關說明：

- 1 因應新型冠狀病毒疫情，新增 Y657 檢驗套組以輔助臨床進行相關處置。
- 2 檢驗套組：Y657 疑似新型冠狀病毒肺炎篩檢(需符合 TOCC)
- 3 相對應檢驗代碼：

檢驗代碼	檢驗名稱
66440	(高價)(PCR) Influenza A & B PCR Rapid Test流行性感冒病毒分子生物法快速偵測
655069	2019新型冠狀病毒(n-CoV)病毒核酸檢測

執行方式：

1 病人檢驗條件：

1.1 臨床條件：需符合下列任一個條件：

1.1.1發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 或急性呼吸道感染。

1.1.2臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。

1.2 流行病學條件：發病前 14 日內，具有下列任一個條件：

1.2.1曾去過中國湖北省(含武漢地區)*，或曾接觸來自湖北省(含武漢地區)*有發燒或呼吸道症狀人士。

1.2.2曾有中國大陸(不含港澳)之旅遊史或居住史。

1.2.3曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。(根據臺灣疾病管制署 2020.01.31 公告)

2 檢體類別及容器：

檢驗代碼	採檢容器	檢體類別
66440	流感採檢管	Throat swab
655069	2019-nCoV核酸檢測專用採檢管及棉枝	Throat swab/Nasal swab

- 3 送檢流程：雙層夾鏈袋包裝，2-8°C 運送
- 4 收件時間：24 小時
- 5 檢驗方法：2019 n-CoV 檢驗方法：Real-time RT-PCR，參照臺灣疾病管制署操作流程
- 6 操作時間：每週一至週五(每日早上 8 點前收集到之檢體，依檢體簽收時間排序，每日最多操作 20 支檢體。初期先依此日操作量執行，後期再依實際檢體量調整日操作量)
- 7 報告時間：操作隔日
- 8 收費標準：

檢驗代碼	健保給付	健保代碼
66440	2400	12183C*2
655069	1200	12183C

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉
 醫事檢驗科貴重儀器組醫檢師 邱玉英〈淡水院區分機：2512〉
 醫事檢驗科門急診檢驗組組長 王家瑄〈淡水院區分機：2462〉
 醫事檢驗科門急診檢驗組組長 黃玉鳳〈台北院區分機：2290〉
 台北感染管制中心 醫檢師 張富傑〈公務手機：5513585〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital