



醫事檢驗科公告

2020/12/19

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科回收 C 型肝炎基因分型自行檢驗

執行日期：2020/12/19

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

相關說明：因淡水院區醫事檢驗科新進分子生物檢測儀器（Roche Cobas 4800），回收 C 型肝炎基因分型檢驗（檢驗代碼 66949）。

執行方式：

- 1 自執行日起，回收現有委外檢驗項目 C 型肝炎基因分型（檢驗代碼 66949）由淡水醫事檢驗科貴重儀器組自行檢驗。
- 2 檢驗方法: Real-time PCR
- 3 檢驗代碼、項目及參考值

檢驗代碼	檢驗項目	參考值	
66949	C 型肝炎基因分型	異動前	1. 偵測基因型：Type 1、2、3、4、5 和 6 基因型，以及 1a 和 1b 亞型 2. Target gene：5`UTR、NS5b 3. Limit of detection：500 IU/mL
		異動後	1. 偵測基因型：Type 1、2、3、4、5 和 6 基因型，以及 1a 和 1b 亞型 2. Target gene：5`UTR、Core、NS5b 3. Limit of detection： 125 IU/mL (Type 1a、2、3、4、6) 250 IU/mL (Type 1b) 1000 IU/mL (Type 5)

4 操作頻率：每周操作一次。

5 報告時效：操作日隔天發報告，採檢後 10 個工作天內發報告。

6 注意事項：

6.1 檢驗結果若無法分型，需加驗基因型定序分析，另需 10 個工作天時間發報告。

7 檢驗檢體量、採檢容器及送檢流程均比照現行檢驗項目執行。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉