

馬偕醫院病理科 分子病理組 血液檢體送檢須知 (如有疑問請洽淡水分機-2477)

批價代號	項目	檢體需求	採血時間	檢體保存 傳送方式
62028	BCR/abl translocation real time PCR [委外單位: 花蓮慈濟醫院]	紫頭管(EDTA管) x 3 管	台北採檢時間為： 週一～週三：08:00～16:00 淡水採檢時間為 週一～週四：08:00～16:00 [週間若遇國定假日，則其前兩日不收件，若遇颱風假亦不收件。]	4℃
62095	JAK2 V617F mutation test	紫頭管(EDTA管) x 2 管 JAK2, CALR, MPL 項目可供用檢體	無限制	
62087	CALR exon 9 mutation test			
62088	MPL codon 515 mutation test			
620371	(Plasma)EGFR T790M抗藥性基因檢測 [委外單位:台北病理中心]	T790M專用採血管 x 1	週一～週三： 08:00 16:00 請當日 17:00 前送至病理科。 [週間若遇國定假日，則其前兩日不收件，若遇颱風假亦不收件。]	室溫

註1：本院病患請於批價後，將檢驗單、同意書與檢體傳送至淡水院區病理科基因室，即可受理檢驗。

註2：紫頭管(EDTA管)檢體請以紗布包裹，置於夾鏈袋中，外附冰保進行傳送。(請將檢驗單與同意書隨檢體進行傳送)

註3：外院病患送驗紫頭管(EDTA管)檢體，請將檢體以紗布包裹並置於夾鏈袋，與冰保一起裝箱並註明「需冷藏」與「易碎」字樣後進行傳送(寄送)。

註4：外院病患送驗T790M專用採血管檢體，請將檢體以海綿墊包裹並置於保麗龍盒內，裝箱並註明「易碎」字樣後進行傳送(寄送)。

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-029-M 馬偕醫院病理科分子病理組血液檢體送檢須知	一般	2025.02.27	06	1 / 1