

馬偕醫院病理科 分子病理組 蠟塊檢體送檢須知 (如有疑問請洽淡水分機-2477)			
批價代號	項目	檢體需求	檢體保存 傳送方式
62029	TB PCR （結核分枝桿菌聚合酶連鎖反應）	1.蠟塊 2.空白片5μm x 6片 (風乾,勿烤)	室溫
62131	BRAF mutation test (Colon, Melanoma, Thyroid)		
62132	BRAF mutation test (自費：Lung)		
62133	KIT gene exon 9, 11, 13, 17 and PDGFRA exon 12, 14, 18 (GIST：7 exons)		
62067	KIT gene exon 9, 11, 13, 14, 17, 18 and PDGFRA exon 10, 12, 14, 18 (自費GIST：10 exons)		
620451	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)	1.蠟塊 2.空白片5μm x 6片 (風乾,勿烤)+ IHC (ALK*2；ROS1*1)空白片x 3 片	
62089	ALL-RAS and BRAF mutation test	1.蠟塊 2.空白片5μm x 8片 (風乾,勿烤)+ IHC (EGFR*1)空白片x 1 片	
62060	FISH：Her2/neu （Her2/neu原位螢光雜交法）	1.蠟塊 2.空白片2~3μm x 3片+ H&E染色片 (註：若情況許可,請隨件附上Her2 IHC染色片)	
62030	In situ hybridization 原位雜交法(自費)		
62121	FISH：Her2/neu螢光原位雜交-代檢外院		
62122	胃癌FISH：Her2/neu(Her2/neu原位螢光雜交法)-代檢外院		
62134	MYCN FISH基因擴增檢測	1.蠟塊 2.空白片3μm x 5片+ H&E染色片	
62069	微星體不穩定檢測 (Microsatellite instability detection，MSI)	1.蠟塊 2.空白片5μm x 6片 (風乾,勿烤)	
62025	肺癌ROS1螢光原位雜交檢測 [委外單位:台北病理中心]	1.蠟塊 2.空白片3μm x 3片 (風乾,勿烤)	
62127	MGMT promoter甲基化檢測 [委外單位:台北病理中心]	1.蠟塊 2.空白片5μm x 6片 (風乾,勿烤)	

註1：本院病患若在本科已有組織蠟塊，請於批價後，將檢驗單與同意書傳送至淡水院區病理科，即可從原有蠟塊檢體檢測。

註2：本院病患若屬新病患 （無組織蠟塊存放於本院病理科），批價後請將檢驗單與同意書傳送至淡水院區病理科，並請請依照「外科病理標本切片檢查送檢規則」送檢。

註3：外院病患請於批價後，將檢驗委託單、同意書與檢體一起寄到淡水院區病理科，即可受理檢測。

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-030-M 馬偕醫院病理科 分子病理組 蠟塊檢體送檢須知	一般	2025.07.01	05	1 / 1